



## *flex Focus 400*


Los sistemas de ultrasonido móvil han crecido



reddot design award  
winner 2010



*Imágenes claras en  
una pantalla vertical de 19".*



*Conectores del transductor  
justo donde los necesita.*



*Un sistema robusto con un tamaño reducido.  
El ligero, aunque robusto,  
Flex Focus se adapta a cualquier lugar.*



*Administración de cables de gran calidad:  
los cables no están a la vista.*

# Los sistemas de ultrasonido **móvil** han crecido

Los tiempos han cambiado y esto ha afectado a los sistemas de ultrasonido móvil.

## Imágenes nítidas

Imágenes con una nitidez increíble gracias a la tecnología IQPAC™, que permite una reducción de las motas y una mejora de la definición de los órganos. La calidad de imagen de Flex Focus 400 le proporciona una exploración biplana simultánea sin igual.

## Imágenes de gran tamaño

Una pantalla vertical de 19" con imágenes detalladas y de gran tamaño que le ayudarán a tomar mejor las decisiones clínicas. Estas imágenes son lo suficientemente grandes como para que pueda verlas sin tener que estar junto a la pantalla.

## Imágenes móviles

Un sistema ligero y de tamaño reducido que permite conseguir fácilmente un análisis de diagnóstico inmediato. Flex Focus cuenta con un tamaño lo suficientemente reducido como para adaptarse a cualquier lugar, incluso a las consultas privadas más pequeñas.

## Imágenes sencillas

La interfaz de usuario personalizable hace que Flex Focus 400 sea fácil de utilizar desde el principio. Le permite centrarse en lo que es importante: el paciente.

Con Flex Focus 400, la fiabilidad del diagnóstico no se verá comprometida.



*Movilidad inmediata. Gracias al paquete de baterías, se eliminan el tiempo de arranque y de apagado y podrá ver la cantidad de batería que queda, incluso cuando el sistema esté apagado.*



*Un sistema reducido con gran cantidad de posibilidades, como tres conectores de traductor.*



*Controles en pantalla organizados en pestañas que se abren a medida que va realizando la exploración, por lo que únicamente se muestran los necesarios.*




*Las superficies selladas y lisas hacen que la limpieza sea sencilla y se reduzca el riesgo de contaminación cruzada del paciente.*

## Anestesia



*Imágenes nítidas y de gran tamaño en un sistema completamente móvil. Detalles con una calidad excelente en el campo cercano.*

## Imágenes mamarias



*Gracias a una imagen clara y nítida, es fácil seguir la aguja. Las guías de aguja triangulares le permiten elegir el ángulo.*

## Salud femenina



*Transductores para su uso en relación con la salud de la mujer: evaluación del piso pélvico multicompartimental, ginecología, obstetricia, y mama.*

## Imágenes generales



*Imágenes que satisfacen incluso a los usuarios más exigentes y, por supuesto, la posibilidad de elegir entre una amplia gama de transductores.*

# Somos **esp** porque us


BK Medical ha estado siempre a la cabeza del sector gracias a transductores innovadores centrados en satisfacer las necesidades de los especialistas. Podría llamarnos la empresa de los especialistas.

Fuimos los primeros en presentar imágenes en dos planos distintos de forma simultánea e imágenes en 3D de alta resolución. Creamos el primer transductor triplano. Incluimos botones en los transductores para que pudiera controlar la exploración con las manos en el transductor y los ojos en la imagen. Prácticamente todos nuestros transductores disponen de guías de punción creadas minuciosamente para ayudar a la colocación de las agujas.

Ahora le proporcionamos un sistema móvil con un diseño brillante que proporciona unas imágenes nítidas y de gran tamaño, y que cuenta con una interfaz de usuario que sigue el flujo de trabajo. Sólo contará con los controles necesarios en cada paso de la exploración.

Seleccione los transductores y accesorios que necesita, agregue todas las funciones de Flex Focus y consiga un sistema de ultrasonido especializado, sea cual sea su especialidad.

# Especialistas usted lo es



## Diagnóstico prostático

Únicas imágenes triplanas en todo el mundo: biplanas simultáneas y enfite en uno. Realice biopsias en cualquier lugar de la próstata con un transductor.



## Crioterapia y braquiterapia prostáticas

Imágenes insuperables de próstatas de cualquier tamaño. Interfaces de planificación de dosis de Varian y cuadrículas programables.




## Musculoesquelético

Detalles con una calidad excelente en el campo cercano además de una penetración excepcional.



## Colorrectal

Imágenes de 360° y de alta resolución en 3D con partes no móviles que toquen al paciente.





*Puede llevarse Flex Focus a cualquier lugar, puede ponerlo encima de su mesa...*



*en la pared...*

*allá donde necesite que esté su sistema. Flex Focus es fácil de trasladar...*



*por lo que puede llevarse su consulta con usted a cualquier lugar.*

# Sin necesidad de comprometer nada

Con Flex Focus, conseguirá un sistema de ultrasonido que es completamente móvil y que sigue teniendo las funciones que necesita de un sistema de tamaño completo.

No tiene que comprometer lo siguiente:

- Resolución y tamaño de las imágenes
- Movilidad
- Elección de transductores
- Comodidad

Puede tenerlas todas.



*Flex Focus ES un dispositivo de ultrasonido móvil. Así que su consulta puede estar allí donde esté usted.*



*Ningún sistema móvil del mercado dispone hoy en día de un monitor que proporcione una calidad de imagen acorde con su tamaño.*



*Fácil de trasladar, por lo que puede utilizarlo en cualquier lugar.*



*Una gran variedad de guías de aguja y transductores especializados.*



*Todo lo que precisa, por ejemplo, el paquete de baterías o la impresora, se encuentran justo donde los necesita en el sistema.*

# Transductores compatibles con Flex Focus 400

<b>2050/2052</b> Mecánico	<b>8667</b> Convexo	<b>8808</b> 2 matrices convexas	<b>8808e</b> 2 matrices convexas	<b>8848</b> Convexo/lineal	<b>8818</b> 3 matrices convexas	<b>8819</b> Convexo
						
Transrectal Transvaginal	Transrectal Punción	Transrectal Punción	Transrectal Punción	Transrectal Punción transvaginal	Transrectal Transvaginal Punción	Transrectal Transvaginal Fetal Punción
6 -16 MHz	5 -10 MHz	5 -10 MHz	5 -10 MHz	5 -12 MHz	5 -12 MHz	5 -9 MHz

<b>8802</b> Convexo	<b>8670</b> Lineal	<b>8820e</b> Convexo	<b>8823</b> Convexo	<b>8827</b> Matriz por fases	<b>8830</b> Convexo	<b>8870</b> Lineal
						
Abdominal Obstetricia Pediatria Fetal Punción	Musculoesquelético Partes blandas Pediatria Vascular periférico Punción	Abdominal Obstetricia Fetal Punción	Abdominal Punción	Cardíaco	Obstetricia Pediatria Fetal Abdominal Punción	Musculoesquelético Partes blandas Vascular periférico Punción
3 -6 MHz	5 -12 MHz	2 -6 MHz	2 -6 MHz	2 -4 MHz	2 -6 MHz	6 -18 MHz

<b>1850</b> Mecánico	<b>8809</b> Lineal	<b>8816*</b> Convexo	<b>8662</b> Convexo	<b>8811</b> Lineal		
						
Transrectal Intraoperatorio Punción	Intraoperatorio musculoesquelético Vascular periférico Partes blandas Punción	Intraoperatorio Abdominal	Intraoperatorio Neurocirugia Pediatria Punción	Musculoesquelético Vascular periférico Partes blandas Punción		
5 -10 MHz	6 -15 MHz	5 -10 MHz	5 -8 MHz	5 -12 MHz		

\* Sólo para el dispositivo de anestesia de Flex Focus 400

## Sede central: EE. UU.

B-K Medical Systems, Inc.  
8 Centennial Drive • Peabody, MA 01960  
Tel: +1 800 876-7226 / +1 978 326-1300  
Fax: +1 978 326-1399  
www.bkmed.com

## Sede central: Europa y el resto del mundo

BK Medical  
Mileparken 34 • DK-2730 Herlev  
Dinamarca  
Tel: +45 4452 8100 • Fax: +45 4452 8199  
www.bkmed.com



Una filial exclusiva de Analogic Corporation

B-K Medical Benelux NV  
Generaal de Wittelaan 19/7, 2800 Mechelen,  
Bélgica  
Tel: +32 1528 0600,  
Fax: +32 1529 1025

B-K Medical Medizinische Systeme GmbH  
Pascalkehe 13, 25451 Quickborn,  
Alemania  
Tel: +49 4106 99 55-0  
Fax: +49 4106 99 55-99

B-K Medicele S.r.l.  
Via Tulipani 1, 20090 Pieve Emanuele MI,  
Italia  
Tel: +39 02 90 78 13 47  
Fax: +39 02 90 78 19 05

B-K Medical Norge  
Nesbru Senter, Fekjan 7B, 1394 Nesbru,  
Noruega  
Tel: +47 66 77 45 77  
Fax: +47 66 77 45 78

B-K Medical AB  
Mänskärsvägen 9, 141 75 KUNGENS KURVA,  
Suecia  
Tel: +46 8-744 02 11  
Fax: +46 8-744 02 12

B-K Medical (UK)  
11 Grove Park, Waltham Road, White Waltham,  
Berkshire SL6 3LW, Reino Unido  
Tel: +44 1628 825-770  
Fax: +44 1628 826-970